



Factureren aan:

Naam:

Straat:

Plaats:

Postcode:

E-Mail:

Tel:

Fax:

Leveren aan:

Naam:

Adres:

Plaats:

Postcode:

E-Mail:

Tel:

Fax:

Order datum:

Inkooporder:

Uw referentie:



Gemarkeerd voor:

Sunrise order nr.:

- ☐ Order
☐ Offerte
☐ Built 4 me

- ◇ = Standaard
○ = Geen meer-/minderprijs

☐ = Meerprijs



reddot winner 2022



Customer Service: cs@sunrisemedical.be

Max. gebruikersgewicht: 125 kg

Gewicht cliënt:

kg

Altijd invullen voor juiste configuratie

Basisprijs vanaf € 2.649,98 (inclusief BTW)

Nomencl. nr. 220256

Geldig tot eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2024.

Wijzigingen voorbehouden. Op alle transacties zijn de algemene voorwaarden van Sunrise Medical B.V. en Sunrise Medical HCM B.V. van toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.sunrisemedical.be/voorwaarden

FRAMETYPE

NTR010000	◇	Basisprijs Quickie Nitrum Kids	2649,98
NTR010034	◇	Nitrum Open frame (max gebruikersgewicht 125 kg)	220256 std
NTR010035	□	Nitrum Hybrid frame (max gebruikersgewicht 140 kg)	220256 281,00

BASISAFMETINGEN

Zitbreedte in mm (LET OP: opgemeten van buitenkant framebuis tot buitenkant framebuis)

Zitdiepte in mm

	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500
340	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
360	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
380	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
400	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
420	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
440	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
460	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
480	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○



- Uw zithoogte achter kan slecht 0 tot 130 mm lager zijn dan uw zithoogte voor.

- Een hoog frame is 40 mm hoger dan het lage frame. Door het kiezen van een kortere en lichte voorvork minimaliseert u het gewicht van de stoel. Zie pagina 2.

- Zitdiepte wordt gemeten vanaf voorkant rugbuis

- Alle afmetingen zijn in mm en gemeten zonder zitkussen.

Zithoogte voor in mm

Voorwiel


	Vork (Lengte)	Frame	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	##	##	##	##
3"	Carbotecture 111mm (1)	Laag	○	○	○												
	Carbotecture 111mm (1)	Hoog					○	○	○								
	Carbotecture 111mm (1)			○	○	○	○										
	Aluminium 123 mm (2)	Laag			○	○	○	○									
	Frog Leg (2)						○	○									
	Carbotecture 111mm (1)							○	○	○	○						
4"	Aluminium 123 mm (2)	Hoog						○	○	○	○	○					
	Frog Leg (2)										○	○	○				
	Carbotecture 111mm (1)																
	Aluminium 123 mm (2)	Laag						○	○	○							
	Frog Leg (2)										○	○					
	Carbotecture 111mm (1)										○	○	○				
5"	Aluminium 123 mm (2)	Hoog									○	○	○				
	Frog Leg (2)														○	○	
	Aluminium 123 mm (2)																
	Frog Leg (2)																
	Aluminium 123 mm (2)	Laag									○	○	○				
	Frog Leg (2)														○	○	
6"	Aluminium 123 mm (2)	Hoog															
	Frog Leg (2)																
	Aluminium 123 mm (2)																
	Frog Leg (2)																
	Aluminium 123 mm (2)																
	Frog Leg (2)																○



Carbotecture® 111 mm



One arm design 111 mm



Frog leg design 149 mm x 41mm

Zithoogte achter in mm

Achterwiel

Wielen	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500
24" (3)(5)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
25" (4)(5)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

(de zithoogte achter is ± 10 mm verstelbaar)

Nitrum Hybrid -> minimale zithoogte achter =430 mm

(1) Beschikbaar als Single Arm design

(2) Geschikt voor elektrische aandrijvingen

(3) Geen zithoogte instelling mogelijk bij zithoogte achterzijde 370 en 490 mm

(4) Geen zithoogte instelling mogelijk bij zithoogte achterzijde 380 en 500 mm

(5) Zithoogte 370 mm (24") en 380 mm (25") alleen mogelijk icm NTR020012/17/18; Spanbanden zitmat (Airflow)

Geadviseerde meet-methode:
Individuele situaties kunnen afwijken van de hieronder beschreven meet-methode!

Zitbreedte

a) voor de gebruiker
Sta wat ruimte toe tussen zijkant en heup
Dit aan beide zijden
(ongeveer 10-20 mm in totaal).

b) op de rolstoel gemeten:
Van buitenzijde buis tot buitenzijde buis.

Zitdiepte

a) voor de gebruiker
Bij een rechte zithouding dient er nog voor 2-3 vingers ruimte te worden gelaten tussen voorzijde zitmat en knieholte (ongeveer 30-60 mm)

b) op de rolstoel gemeten:
Van voorzijde rugbuis tot voorzijde zitmat.

Rughoogte

a) voor de gebruiker
Wordt gemeten vanaf de zitting inclusief het kussen.
Belangrijk: de rughoogte is afhankelijk van de mate van invaliditeit.


b) op de rolstoel gemeten:
Bovenzijde van zitrail tot bovenrand van rugbekleding.

c) Nitrum met in hoek verstelbare rugleuning:
Gebruik de rugleuningbeugel als basis voor de meting en tel er 6 mm bij op (wanddikte van de rugleuningbeugel) om tot een goede meting te komen.

Onderbeenlengte

a) voor de gebruiker
Wordt opgemeten wanneer benen in de juiste hoek gepositioneerd zijn vanaf de knieholte tot aan onderzijde schoenzool, met in achtneming van eventuele verhogers.

b) op de rolstoel gemeten:
Van bovenzijde zitbekleding tot bovenzijde voetplaat.
Opmerking: OBL wordt zonder kussen gemeten.




Totale breedte:	Totale breedte met	24"	25"
	0° camber:	ZB+170 mm	ZB+170 mm
Max. totale hoogte 1000 mm	3° camber:	ZB+230 mm	ZB+240 mm
Max. totale lengte 992 mm	6° camber:	ZB+290 mm	ZB+300 mm
	9° camber:	ZB+360 mm	ZB+370 mm
	gemeten met een hoepel afstand van 17 mm		


Gewicht:
Gewicht vanaf 7,5 kg (deze waarde kan per configuratie variëren)

Let op: de zithoogte tabel is gebaseerd op de standaard configuratie:
Std stoel 400 x 400 mm, 3° camber, zwaartepuntinstelling 56 mm
Standaard wighoek 8°
Afwijkingen op deze configuratie resulteren in afwijkingen op de tabel
Productie toleranties: ± 10 mm
Let op:
Maximaal zithoogte verschil tussen voor en achter bedraagt 130 mm
Een negatieve zithoek is niet mogelijk.

Laag zitframe - Hoog zitframe




Standaard frame - frame lengte lang



Frame inset tabel

	Zitbreedte							
Inset	320	340	360	380	400	420	440	460
0 mm	270	290	310	330	350	370	390	410
10 mm	250	270	290	310	330	350	370	390
30 mm	XXX	230	250	270	290	310	330	350



We willen heel transparant zijn over het gewicht. De volgende informatie zal een leidraad zijn voor de lichtst mogelijke Nitrum: hoe bereik je een rolstoel van 7,5 kg en hoe kan je de lichtst mogelijke configuratie voor je Nitrum bestellen.

Nitrum: 7,5 kg configuratie

Frame: Hoog frame, voorframe 88°, frame inset 30 mm, zitbreedte 360 mm, zitdiepte 400 mm. Zitmat Airflow, lichtgewicht, zonder tasje

Voetplaten: Voetbeugel lichtgewicht

Vork en voorwielen: 111 mm carbotechnology voorvork; 4" voorwiel: massief (soft). Velg: carbon composiet (zwart)

Achterwielen: 24" Proton achterwielen - 24 spaaks (zwart) (lichtgewicht) met aluminium hoepels (gepoedercoat of geanodiseerd) en luchtband, Schwalbe One; quick-release as, titanium



Rugleuning: Lichtgewicht rugleuning, aluminium, met ontgrendelstang, 325 mm hoogte; rugbuizen zonder duwhandvatten

Zijkanten: Carbon, lichtgewicht zijkant, vlak, slim style, zwart

Asbuis: Carbon superlicht, zwart

Remmen: Compact schaarremmen lichtgewicht EVO

(Houd er rekening mee dat er een tolerantie van 5% is op alle gewichtsspecificaties vanwege gewichtsafwijkingen op montagedelen (banden, voorvork etc.)

Lichtgewicht-tips voor het bestellen van de Nitrum

Sunrise Medical biedt een breed scala aan opties voor de Nitrum om aan de behoeften van elke gebruiker te voldoen. De meeste opties voegen echter een aanzienlijk gewicht toe aan de rolstoel. Om dit bij het invullen van het orderformulier transparanter te maken en om je te helpen bij het bestellen van een zo licht mogelijke rolstoel, geven wij de geschatte gewichtstoename van de opties op het orderformulier:

(L) Geeft de lichtst mogelijke optie binnen de reeks opties aan

(+) Geeft aan dat deze optie meer dan 500 gr toevoegt aan het gewicht van de rolstoel in vergelijking met de lichtste optie binnen het assortiment

Lichtgewicht opties voor de Nitrum

We hebben verschillende opties voor de Nitrum ontwikkeld om gewicht op de rolstoel te besparen zonder in te leveren aan geschiktheid voor dagelijks gebruik, comfort of duurzaamheid.



Zitmat: Zitmat Airflow, lichtgewicht, zonder tasje (NTR020019): volledig verstelbare zitmat met composiet gespen en lichtere banden (max. gebruikersgewicht 85 kg) (-120 gr vergeleken met zitband "airflow")



Asbuis Carbon superlicht (NTR010403): verlijmd in de asbuis, geen instelbaarheid van de spoorbreedte mogelijk (-160 gr vergeleken met NTR010402 carbon asbuis) (enkel 0° camber):



Voorwiel: massief (soft). Velg: carbon composiet (NTR080060): lichtgewicht velg, gemaakt van carbon-composiet materiaal (-80 gr vergeleken met voorwiel, massief (soft), velg: aluminium)



Quick release as, titanium (NTR070153): -70 gr vergeleken met quick release as, roestvrij staal

Lichtgewicht rugleuning, aluminium, met ontgrendelstang (NTR030159): (-180 gr vergeleken naar standaard rugleuning)

Frameopties Nitrum




Quickie Nitrum Open frame
- Verstelbaar zwaartepunt
- Open L-frame



Quickie Nitrum Hybrid frame
- Verstelbaar zwaartepunt
- Hybride box-frame

© Sunrise Medical 2024 pagina 4/10

ARMSTEUNEN & ZIJKANTEN			
Zijkanten			
NTR040102	◊	Aluminium zijkanten, framekleur	std
NTR040103	□	Aluminium zijkanten met spatbord, framekleur (min. zithoogte 390 mm)	152,91
NTR040101	□	Carbon, lichtgewicht zijkant, vlak, slim style, zwart (L) (24" min. ZH achter 410mm, 25" min. ZH achter 430 mm)	70,86
NTR040104	□	Carbon zijkanten met spatbord, zwart (min. zithoogte 390 mm)	315,33
NTR040107	□	Kunststof zijkanten uitneembaar, zwart	168,70
Built-4-Me C30			
FMG-ME01-3073-02	□	Kunststof zijkant met spatbord uitneembaar, zwart	310,91
Armsteunen			
NTR040050	□	In hoogte verstelbare armsteunen "US style", korte legger (250 mm) (+)	350,95
NTR040051	□	In hoogte verstelbare armsteunen "US style", lange legger (360 mm) (+)	350,95
NTR040052	□	In hoogte en diepte instelbare Single Post armsteunen, 330 mm armlegger (+) (1) (armlegger lang - kort instelbaar)	335,89
Built-4-Me C30			
NTR040117	□	Wegzwenkbare buisarmsteun (niet i.c.m. handbike asplaat)	460,11
FMG-ME01-2143-03	□	Aluminium zijkant met eenmalig in hoogte verstelbare opgeschroefde armsteun	390,30
VOETPLATEN			
Voetplaten			
NTR050029	◊	Voetbeugel lichtgewicht (L) (OBL 360 mm - 520 mm)	std
NTR050030	□	Voetbeugel met kunststof plaat (OBL 360 mm - 520 mm)	72,73
NTR050025	□	Voetbeugel met in hoek verstelbare voetplaat, composiet (OBL 360 mm - 520 mm)	212,27
NTR050024	□	Voetbeugel met in hoek verstelbare voetplaat, aluminium (OBL 360 mm - 520 mm)	212,27
NTR050026	□	Voetbeugel met in hoek verstelbare voetplaat, carbon (OBL 360 mm - 520 mm)	258,57
NTR050125	□	Performance voetbeugel met in hoek verstelbare voetplaat (OBL 360 mm - 520 mm)	271,45
NTR050034	□	Voetbeugel hoog gemonteerd met aluminium voetplaat (OBL 220 mm - 390 mm)	212,27
Built-4-Me C30			
NTR050022	□	Gedeelde voetplaten, aluminium (+) (2) (niet i.c.m. 4" of 6" voorwiel)	265,86
NTR050128	□	Doorlopende voetplaat, kunststof, in hoek en diepte instelbaar, wegklapbaar naar achter (+) (3) (niet i.c.m. 4" voorwiel)	214,52
FMG-MB02-3140-01	□	Y-Style voetbeugel	
Onderbeenlengte (OBL) (Alle afmetingen in mm) (Belangrijk: max. OBL t.o.v. zithoogte is zithoogte - 25 mm) ○ 220 ○ 230 ○ 240 ○ 250 ○ 260 ○ 270 ○ 280 ○ 290 ○ 300 ○ 310 ○ 320 ○ 330 ○ 340 ○ 350 ○ 360 ○ 370 ○ 380 ○ 390 ○ 400 ○ 410 ○ 420 ○ 430 ○ 440 ○ 450 ○ 460 ○ 470 ○ 480 ○ 490 ○ 500 ○ 510 ○ 520 Laag frame: OBL 220 - 350 mm alleen i.c.m. hoog gemonteerde voetbeugel; andere voetsteunen van OBL 360 - 500 mm Hoog frame: OBL 220 - 390 mm alleen i.c.m. hoog gemonteerde voetbeugel; andere voetsteunen van OBL 400 - 520 mm			
FRAME			
NTR010206	◊	Frame lengte standaard	std
NTR010207	□	Frame lengte lang (20 mm langer tussen voorkant zitmat en kniehoek)	76,77
NTR010012	◊	Voorframe 80° (t.b.v. kniehoek 100°) (let op: voorwielen zijn naderhand niet om te wisselen van 3" of 4" naar 5" en 6" voorwielen)	std
NTR010013	○	Voorframe 88° (t.b.v. kniehoek 92°) (let op: voorwielen zijn naderhand niet om te wisselen van 3" of 4" naar 5" en 6" voorwielen)	gm
NTR010009	□	Voorframe Performance compact 92° (t.b.v kniehoek 88°)(4) (alleen i.c.m. 0 of 30 mm inset)	138,66
NTR010100	◊	Frame inset 0 mm	std
NTR010101	□	Frame inset 10 mm (elke zijde van het frame)(niet i.c.m. 92° frame)	83,32
NTR010103	□	Frame inset 30 mm (elke zijde van het frame) (niet i.c.m. met ZB 320 mm)	83,32
NTR110156	□	LED verlichting (gemonteerd onderzijde voorvorkverbinding, accu in kuitband)	164,46
ZWAARTEPUNT INSTELLING			
Kies één van de 8 opties		(afmetingen in mm vanaf voorkant rugbuis)	
COG20	○	20 mm	
COG32	○	32 mm	
COG44	○	44 mm	
COG56	○	56 mm	
COG68	○	68 mm	
COG80	○	80 mm	
COG92	○	92 mm	
COG104	○	104 mm	
			
NTR010500	□	Handbike asplaat (altijd 3° meer dan de standaard camber)	332,44
NTR090014	□	Frame versterkingskit t.b.v. Quickie Attitude (niet noodzakelijk i.c.m. Attitude of Empulse F55)	376,91
(1) Niet i.c.m. zwaartepunt 92 mm of 104 mm (2) OBL vanaf 380 mm , laag frame en 420 mm, hoog frame. Max. ZB 480 mm (3) Max. gebruikersgewicht 125 kg, OBL vanaf 330 mm (4) Min. hoogte verschil voor-achter: 30 mm, voorwielen zijn niet om te wisselen van 3" of 4" naar 5" en 6"			
Voor meer informatie			
bezoek onze website			
www.sunrisemedical.be			
© Sunrise Medical 2024			pagina 5/10

◊ = Standaard ○ = geen meer-/minderprijs □ = meerprijs

€

FRAME ACCESSOIRES														
NTR090031	☐	Achtervering tot 70 kg (1)							470,44					
NTR090032	☐	Achtervering tot 120 kg (1)							470,44					
NTR090001	☐	Trapbuis links							89,08					
NTR090002	☐	Trapbuis rechts							89,08					
NTR090009	☐	Krukhouder (alleen i.c.m. trapbuis)							99,74					
NTR090004	☐	Anti-tip wegzwenkbaar links(+)					222938	198,29						
NTR090005	☐	Anti-tip wegzwenkbaar rechts (+)					222938	198,29						
NTR090006	☐	Anti-tip wegzwenkbaar paar (+)					(niet i.c.m. trapbuis)	379,55						
NTR090033	☐	Anti-tip, flip up links (+)					(niet i.c.m. handbike asplaat)	222938	198,29					
NTR090008	☐	Anti-tip, flip up rechts (+)					(niet i.c.m. handbike asplaat)	222938	198,29					
NTR090035	☐	Anti tip sport, centraal gemonteerd (+)					(niet icm carbon asbuis)(niet icm ZP 20 mm)	221398	297,20					
NTR090016	☐	Framebeschermers							85,02					
VOORBEREIDING VOOR AANKOPPELBIKE (niet icm vering)(niet icm compacte schaarrem, lichtgewicht)														
NTR090211	☐	Aankoppelpinnen t.b.v. Attitude, zonder ATTITUDE order					(docking pinnen gemonteerd)	99,58						
NTR090212	☐	Aankoppelpinnen t.b.v. Attitude, met ATTITUDE order					(docking pinnen gemonteerd; ATTITUDE order afzonderlijk meesturen)	99,58						
VOORVORK (gelijk aan uw keuze op de 1e pagina)														
NTR080013	☒	Voorvork Carbotecture®		NTR080041	☐	Zwart		(alleen i.c.m. 111mm)	std					
		NTR080043	☐	Oranje	NTR080042	☐	Zilver	NTR080044	☐	Rood (2)	NTR080045	☐	Blauw (2)	66,52
NTR080029	☐	Voorvork aluminium		NTR080041	☐	Zwart		(alleen i.c.m. 123mm)	gm					
		NTR080043	☐	Oranje	NTR080042	☐	Zilver		66,52					
NTR080008	☐	Single Arm design voorvork		NTR080041	☐	Zwart		(alleen i.c.m. 111mm & 4" en 5" aluminium velg)	191,69					
		NTR080043	☐	Oranje	NTR080042	☐	Zilver	NTR080044	☐	Rood	NTR080045	☐	Blauw	66,52
Built-4-Me C30														
NTR080007	☐	Frog Leg voorvork (schokabsorberend) (+)					(alleen i.c.m. 4" en 5" massief en aluminium velgen)(zwart)	542,61						
VOORWIELEN (gelijk aan uw keuze op de 1e pagina)														
							3"	4"	5"	6"				
NTR080301	☒	Voorwiel: massief (hard, grijs). Velg: standaard composiet (zwart)					(niet i.c.m. Single Arm voorvork)	✓	✓	✓	✓	std		
NTR080302	☐	Voorwiel: massief (soft, grijs). Velg: standaard composiet (zwart)					(niet i.c.m. Single Arm voorvork)			✓	✓	gm		
NTR080303	☐	Voorwiel: massief (hard), light up. Velg: standaard composiet (zwart)					(niet i.c.m. Single Arm voorvork)		✓	✓		81,47		
NTR080304	☐	Voorwiel: massief (hard, zwart). Velg: aluminium (zilver)							✓	✓		130,95		
NTR080306	☐	Voorwiel: massief (soft, zwart). Velg: aluminium (zilver)							✓	✓		130,95		
		Velgkleur: ☐ Oranje		☐ Zwart	☐ Rood	☐ Blauw						49,64		
NTR080060	☐	Voorwiel: massief (soft, zwart). Velg: carbon composiet (zwart)							✓			143,19		
ACHTERWIELEN (gelijk aan uw keuze op de 1e pagina; kies één type wiel)														
		LET OP: voor gebruikers met een gewicht van meer dan 100 kg adviseren wij kruisgespaakte wielen							24"	25"				
NTR070002	☒	Design wiel - 36 spaaks (zilver)							✓		std			
NTR070001	☐	Universeel kruisgespaakt - 36 spaaks (zilver) (+)							✓		gm			
NTR070003	☐	Lichtgewicht achterwielen - 14 spaaks (zilver)							(600 gram per wiel)(kleurenkeuze op blz. 9)	✓	✓	265,94		
NTR070004	☐	Proton achterwielen - 24 spaaks (zwart) (lichtgewicht) (L)							(535 gram per wiel)(max. gebruikersgewicht 100kg)	✓	✓	448,13		
NTR070005	☐	Spinergy achterwielen - 18 spaaks (zwart), naaf zilver							(zwarte spaken)	✓	✓	731,34		
NTR070007	☐	Spinergy achterwielen - 12 spaaks (zwart), naaf zwart							(zwarte spaken)	✓	✓	839,55		
NTR070009	☐	Mountain bike achterwielen - 36 spaaks (zilver), gecoate hoepels (zwart)								✓		392,37		
NTR070010	☐	Extra set mountain bike achterwielen - 36 spaaks (zilver), gecoate hoepels (zwart)								✓		497,09		
Built-4-Me C30														
FMG-MF01-2437-01	☐	One Arm Drive							223697	1617,26				
Quick release as														
NTR070150	☒	Quick release as, roestvrij staal								std				
NTR070153	☐	Quick release as, titanium (L)							(niet i.c.m. universeel kruisgespaakt achterwielen)	137,05				
Spaakbeschermers (alleen mogelijk in 24")														
NTR070831	☐	Transparant								143,87				
NTR070823	☐	Princess		NTR070827	☐	Silk		NTR070833	☐	Zebra		170,05		
NTR070816	☐	Happy Lions		NTR070830	☐	Tiger		NTR070818	☐	Jungle Fever		170,05		
NTR070819	☐	Monkeys		NTR070813	☐	Galactica		NTR070818	☐	Jungle Fever		170,05		
NTR070820	☐	Oriental		NTR070821	☐	Pirates		NTR070811	☐	Feather		170,05		
NTR070829	☐	Superhero		NTR070814	☐	Graffiti		NTR070806	☐	Chrome wheel		170,05		
NTR070817	☐	Hot wheels		NTR070802	☐	Basketball		NTR070803	☐	Basketball 2		170,05		
NTR070822	☐	Pool		NTR070812	☐	Flying water		NTR070828	☐	Space		170,05		
Built-4-Me C30														
FMG-MF01-2622-01	☐	Spaakbeschermer eigen design								317,79				

(1) Niet i.c.m. zwaartepunt 68 - 104 mm, niet i.c.m. zithoogte 370-420 mm (24") & 370-430mm (25"), niet i.c.m. carbon asbuis, niet icm sport anti-tip of trapbuis.
Niet i.c.m. handbike. Max ZB 460 mm.
(2) Alleen i.c.m. soft massief voorwiel

Voor meer informatie
bezoek onze website
www.sunrisemedical.com
© Sunrise Medical 2024 pagina 6/10

◇ = Standaard ○ = geen meer-/minderprijs □ = meerprijs

€

(1) Accessoires kunnen niet aan de asbuis gemonteerd worden
(2) Niet icm handbikes, zwaartepuntverstelling max 20 mm verstelbaar achteraf

QUICKIE Nitrum Kids

◇ = Standaard

○ = geen meer-/minderprijs

□ = meerprijs

€

FRAME KLEUR					
	Frame	Hoepels		Frame	Hoepels
		€ 89,08			€ 89,08
02 Brilliant Silver	○	□	29 Black	○	□
03 Silver matt	○	□	31 Matt black	○	□
06 Sun Yellow	○	□	32 Signal white	○	□
14 Blue	○	□	33 Pink	○	□
15 Brilliant Marine	○	□	34 Dark chocolate metallic	○	□
16 Matt Marine	○	□	35 Skyblue	○	□
19 Brilliant Purple	○	□	36 Cyan-Metallic	○	□
21 Red Ruby	○	□	37 Marsred	○	□
22 Brilliant Red	○	□	40 Kiwi	○	□
23 Matt Red	○	□	41 Flamingo-Glitter	○	□
24 Tutti Frutti Orange	○	□	42 Matt-Anthracite	○	□
27 Graphitemetallic	○	□	46 Mamba Green	○	□

KLEUR naaf en velg voor 24" lichtgewicht wielen

(spaken zwart)

NTR100336	□ Oranje geanodiseerd	192,81	
NTR100337	□ Blauw geanodiseerd	192,81	
NTR100338	□ Rood geanodiseerd	192,81	

LABELKLEUR - voor stickers ("Helium" op het frame en "Quickie" op de zijanten)

NTR100550	◇ Zwart	std	
NTR100551	○ Zilver	gm	
NTR100552	○ Oranje	gm	
NTR100553	○ Rood	gm	
NTR100554	○ Blauw	gm	

AS-ADAPTERKLEM

NTR100560	◇ Zilver	std	
NTR100561	○ Oranje	gm	
NTR100562	○ Rood	gm	
NTR100563	○ Blauw	gm	

KLEUR "FLOATING DOTS" OP FRAME - Labelkleur is gelijk aan 'floating dot' kleur

NTR100570	□ Zwart	231,90	
NTR100575	□ Mat zwart	231,90	
NTR100571	□ Zilver (grijs)	231,90	
NTR100572	□ Oranje	231,90	
NTR100573	□ Rood	231,90	
NTR100574	□ Blauw	231,90	

(1) Alleen i.c.m. universeel kruisgespaakte wielen

OMSCHRIJVING	NVG nr.	Iden Nr.	Publieksprijs	Supplement
Manuele actieve rolstoel	222975	106104200036	€ 2.649,98	-
Standaard voetsteun	222533	201101000037	-	-
Aluminium zijkant in framekleur	222555	202102200097	-	-
Veiligheidsgordel	221354	204104000335	€ 106,15	€ 62,58
Antikiepsysteem wegzwenkbaar	221398	204102000024	€ 198,29	€ 125,45
Antikiepsysteem wegzwenkbaar	222938	204106000025	€ 198,29	-
Aanpassing verminderde grijpfunctie - Supergrip hoepels	222953	205116000031	€ 389,21	€ 276,41
Aanpassing verminderde grijpfunctie - Max grip	222953	205116000022	€ 389,21	€ 276,41
Aanpassing verminderde grijpfunctie - Elipse 3R hoepels	222953	205116200003	€ 351,23	€ 238,52
Hoepelhoezen	222953	205116200204	€ 112,15	-
Remverlengers (2x)	221693	205115000072	€ 21,69	-

BUILT-4-ME MOGELIJKHEDEN (C3)

FMG-MA01-1185-02	□ Speciale kleur, RAL (zelf invullen)	€ 300,30
------------------	---	----------

built4me

Quickie Nitrum Kids- Basisprijs

Prijs optie

Totaalprijs

Sunrise Medical Customer Service

Tel.: 02-5882371

E-mail: orders@sunrisemedical.be

© Sunrise Medical 2024

pagina 8/10

ZITMAT			
NTR020002 t/m 020004 	NTR020012 t/m 020018 		
DUWHANDVATTEN			
NTR030201 	NTR030203 	NTR030204 	NTR030015 
RUGLEUNING			
NTR030090 	NTR030157 	NTR030158 	NTR030158 
NTR030211 	NTR030316 	NTR030317 	
ZIJKANTEN & ARMSTEUNEN			
NTR040101 	NTR040102 	NTR040103 	NTR040104 
VOETPLATEN			
NTR050029 	NTR050030 	NTR050125 	NTR050022 
NTR050026 			

VOORVORKEN

NTR080008



NTR080013 & NTR080306



ACHTERWIELEN

NTR070001



NTR070002



NTR070003



NTR070004



BANDEN

NTR070101



NTR070107



NTR070104



HOEPELS

NTR070208



NTR070210



REMMEN

NTR060001



NTR060002



NTR060023



NTR060004




KLEUREN

AS-ADAPTERKLEM



FLOATING DOTS



NTR100336



NTR100337



NTR100338

