

Q-SERIE

PRODUCTUPDATES



VERBETERING

NIEUW

14" aandrijfwielen op de midwielaandrijving.



VOORDELEN

Voor betere buitenprestaties op ruig terrein. Daarnaast bieden de 14" aandrijfwielen een verhoogd comfort tegenover de 13" aandrijfwielen.

NIEUW

Hoog/laag- en kantelverstelling 0-50° op de Q500 en Q700 voor- en achterwielaandrijving



- Kantelverstelling helpt bij drukverlichting door het gewicht van de rolstoelgebruiker te verdelen van het zitkussen naar de rugleuning.
- Door de combinatie met de zitlift van 300 mm vergroot u de bereikbare wereld.
- Het toevoegen van deze verstellingsmodule heeft minimaal invloed op de zithoogte, waardoor deze optimaal laag blijft.
- Met C-Me functie: verhoogd rijden op 4,5 km/u.

SEDEO PRO MODELLEN

Q300 M Mini	Q400 F/M/R	Q500 F/M/R	Q700 F/M/R
		●	●
		●	●

NIEUW

Biomechanische elektrische rughoekverstelling 90-150° met 100 mm schuifkrachtreductie en relax-functie.



- Door een gecombineerde beweging van verstellingen wordt de biomechanische rugleuning extra effectief.
- Positie van het hoofd ten opzichte van de hoofdsteun blijft optimaal.
- De bekkenpositie in de rolstoel blijft maximaal geoptimaliseerd.
- Effectief bij drukontlasting, behoudt de bekkenpositie en maakt het ademen makkelijker

		●	●

NIEUW

Opklapbare, horizontaal blijvende multi-instelbare armsteunen.



Deze armsteunen zijn zeer fijn instelbaar, waardoor deze zo compact mogelijk gepositioneerd kunnen worden. Dit zorgt voor een strakkere uitstraling en meer wendbaarheid.

●	●	●	●

NIEUW

Verkorte elektrische, wegzwenkbare beensteunen 300-460 mm (standaard 350-510 mm).



Voor rolstoelgebruikers met dikkere zitkussens of wanneer kortere onderbeenlengtes vereist zijn.

Vermindert het risico op beenoedeem.

●	●	●	●

NIEUW

LED-verlichting op de spatborden.



Deze verlichtingsoptie is zeer compact weggewerkt op de spatborden. Schade rijden aan de verlichting wordt hiermee geminimaliseerd, terwijl de zichtbaarheid van voren en achteren wordt gewaarborgd. (Geen richtingaanwijzers).

●	●	●	●

● Nieuwe optie op de modellen. ● Bestaande optie op de modellen.